

## \*آزمایشگاه بلع

آزمایشگاه بلع در دپارتمان آسیب‌شناسی گفتار و زبان مجهز به دستگاه نازوفارینگوسکوپ قابل انعطاف ((فیبرونیزواندوسکوپ)، مدل ۲۵۰ML-HL، مارک laryngograph) است. در روش Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing با استفاده از نازوفارینگوسکوپ انعطاف‌پذیر امکان مشاهده و ضبط و ثبت فیلم و تصاویر از نواحی حفره بینی، کل حلق بینی، حلق دهانی، حنجره و حلق تحتانی وجود دارد. یکی از اهداف معاینه FEES این است که محیط طبیعی غذا خوردن را تا جای ممکن شبیه‌سازی کند. همزمان با تصویربرداری به بیمار غذا داده می‌شود تا عمل بلع صورت گیرد و مکانیسم بلع در فرد، قابل مشاهده و بررسی است. آزمایشگاه بلع در دپارتمان آسیب‌شناسی گفتار و زبان مجهز به دستگاه نازوفارینگوسکوپ قابل انعطاف ((فیبرونیزواندوسکوپ)، مدل ۲۵۰ML-HL، مارک laryngograph) است. همچنین آزمایشگاه بلع، مجهز به یک عدد دستگاه ساکشن موتوردار عمومی (مدل d۲۳a، مارک YUWELL) است که در صورت بروز حادثه (آسپیراسیون و...) برای بیمار در حین ارزیابی بلع، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

